



Tým Exklusiv Dentu Vás srdečně zve na Mezinárodní dentální veletrh IDS 2015, kde se již brzy sejde celý dentální svět. Spolu s partnerskou společností IPD jsme Vám k dispozici v hale 4.2, na stánku 011, připraveni představit vám naše inovativní řešení v oblasti protetiky. Kromě jiného Vám tento rok ukážeme:

TPA šroubek pro angulované transokluzální kanálky a **CAD CAM**

Šroubky TPA se používají v případech kdy je nutné upravit a přizpůsobit úhlovou angulaci transokluzálního kanálku k přišroubování protetické náhrady za účelem zvýšení její funkčnosti a zlepšení estetického výsledku.

TPA šroubky se používají v kombinaci se speciálním elipsovitým šroubovákem, který umožňuje šroubování v jakémkoliv úhlu **do 30°**.

Všechny TPA šroubky mají původní originální tvar sedla (dosedu). Můžou být tedy použité s jakoukoliv implantační knihovnou a jsou kompatibilní s originálními šroubky světoznámých implantologických značek. Nejsou nutné žádné dodatečné softvéry nebo knihovny.

Povrch šroubků TPA je ošetřený nitridací titanu což zamezuje nežádoucímu uvolňování šroubků a zvyšuje odolnost vůči nadměrnému přetížení a možným prasklinám způsobeným únavou materiálu při opracování.



Seznam a specifikace šroubků ke stažení [zde](#).


PSD - Systém kotvení totální náhrady

PSD systém je plně kompatibilní s Locator® systémem a představuje precizní, spolehlivé a z celého trhu nejúspěšnější řešení pro totální náhrady. Obsahuje nejen abutment ale také retenci ve třech různých retenčních stupních a titanovou čepičku k adaptaci do protéz.

Povrch upravený nitridací titanu (TIN povrch) chrání konstrukci vůči nadměrnému přetížení, zamezuje nežádoucímu uvolňování a zvyšuje odolnost vůči možným prasklinám způsobeným únavou materiálu při opracování.


TPA ŠROUBY S MOŽNOSTÍ ANGULACE DO 30°

*Společnost Implant Protesis Dental 2004, S.L. (dále IPD) a exkluzivní distributor pro ČR a SR Exklusiv Dent s.r.o. poskytují protetické řešení s kompatibilními spojeními pro různé implantační systémy. Komponenty vyráběné a propagované společností IPD (exkluzivní distributor pro ČR a SR: Exklusiv Dent s.r.o.), jsou plně funkční s výše uvedenými systémy. Zmínky názvů, log a typologie daných implantačních systémů mají pouze informační charakter a slouží pro správnou identifikaci toho- kterého implantátu se kterým je spojení komponentu IPD kompatibilní. Uvedené názvy produktů a obchodní názvy jsou respektovanými ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.



Objednací číslo	Kompatibilní se systémem značky	Průměr platformy	Sedlo šroubku	Délky v mm L1=hlavy / L2=těla	Metrický závit
IPD/AA-TN-5 0	Nobel Biocare® Branemark®	ø3.3	140°	2.01 / 4.79	M1.6
	Nobel Biocare® Nobel Active®	ø3.5			
IPD/AA-TR-50	Nobel Biocare® Branemark®	ø4.1	75°	1.95 / 3.85	M2
	Sweden & Martina® Ext. Hex	ø4.1			
	Phibo® TSH®	S3-S4			
IPD/AA-TR-52	Nobel Biocare® Branemark®	ø4.1	180°	1.4 / 4.4	M2
	Biomet 3i® Ext. Hex	ø3.25 / ø4.1 / ø5.1			
	BTI® Ext. Hex	ø4.1 / ø5.5			
IPD/AA-TW-5 0	Nobel Biocare® Branemark®	ø5.1	72°	1.61 / 4.8	M2.5
IPD/AB-TR-50	Multiuni t	ø4.8	180°	1.5 / 2.1	M1.4
IPD/AC-TN-5 0	Nobel Biocare® Replace Select®	ø3.5	180°	1.4 / 6.1	M1.8
IPD/AC-TR-50	Nobel Biocare® Replace Select®	ø4.3 / ø5.0	180°	1.4 / 7.4	M2
	Astra® Osseospeed™ Tx	ø4.5 / ø5.0			
IPD/AD-TR-50	Nobel Biocare® Nobel Active®	ø4.3	75°	1.75 / 5.45	M2
IPD/BB-TR-51	Biomet 3i® Certain®	ø3.4 / ø4.1 / ø5.0	180°	1.5 / 6.5	M1.6
IPD/CA-TR-50	Klockner® SK2®	ø4.3	90°	1.5 / 3.0	M1.8
IPD/DA-TR-50	Straumann® Tissue Level® [SYNOCTA® level]	ø4.8 / ø6.0	90°	1.65 / 3.32	M2
IPD/DA-TR-51	Straumann® Tissue Level® [implant level]	ø4.8 / ø6.0	30°	2.52 / 3.58	M2
IPD/DB-TR-50	Straumann® Bone Level®	ø3.3 / ø4.1	30°	2.25 / 5.55	M1.6
IPD/EA-TR-50	Astra® Osseospeed™ Tx	ø3.5 / ø4.0	180°	1.5 / 6.3	M1.6
IPD/EA-TR-51	Astra® Uni 20° / 45°	All	180°	1.5 / 2.9	M1.4
IPD/FA-TR-50	Zimmer® Int. Hex	ø3.7 / ø4.5 / ø5.7	140°	1.62 / 5.48	UNF 1-72
IPD/GA-TN-50	BTI® Ext. Hex	ø3.5	180°	1.5 / 3.6	M2
IPD/GB-TR-50	BTI® Interna®	Universal® ø4.1 / Wide ø5.5	180°	1.5 / 5.0	M1.8
IPD/HA-TN-50	Microdent® Ext. Hex	ø3.5	140°	1.59 / 4.01	M1.8
IPD/HA-TR-50	Microdent® Ext. Hex	ø4.2 / ø5.1	120°	1.72 / 4.28	M2
IPD/LB-TR-50	BioHorizons® Tapered Internal	ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7	90°	1.78 / 4.92	UNF 1-72
IPD/MB-TN-50	Sweden Martina® Premium Kohn®	ø3.3 / ø3.8	120°	1.67 / 5.33	M1.8
IPD/MB-TR-50	Sweden Martina® Premium Kohn®	ø4.25 / ø5.0	120°	1.65 / 5.25	M2

*Jednotky v: mm



HLAVA
PRŮMĚR

2.3mm je průměr hlavy fixačních šroubů u všech položek [S výjimkou: IPD/AA-TW-50, která je 2.8mm].



MAXIMÁLNÍ ANGULACE TRANSOKLUZÁLNÍHO FIXAČNÍHO KANÁLU S POMOCÍ TPA FIXAČNÍCH ŠROUBŮ BEZ PROŘÍZNUTÍ INTERFACE



OBCHODNÍ ZNAČKA	OBJ. Č. INTERFACE	OBJ. Č. TPA ŠROUBU	ÚHEL (°)
NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Ø3,3	IPD/AA-IN-00/01	IPD/AA-TN-50	16,5
NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Ø3,3	IPD/AA-IN-02/03	IPD/AA-TN-50	8,5
NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Ø4,1	IPD/AA-IR-00/01	IPD/AA-TR-50	20
NOBEL BIOCARE® BRANEMARK® Ø4,1	IPD/AA-IR-00/01	IPD/AA-TR-52	20
SWEDEN MARTINA® Ø4,25	IPD/MB-IR-00/01	IPD/MB-TR-50	10,5
BIOMET 3i® HEX. EXT. Ø3,25	IPD/BA-IN-00/01	IPD/AA-TR-52	11,5
BIOMET 3i® HEX. EXT. Ø3,25	IPD/BA-IN-02/03	IPD/AA-TR-52	7
BIOMET 3i® HEX. EXT. Ø5,1	IPD/BA-IW-00/01	IPD/AA-TR-52	22
BIOMET 3i® HEX. EXT. Ø5,1	IPD/BA-IW-02/03	IPD/AA-TR-52	12
BIOMET 3i® HEX. EXT. Ø5,1	IPD/BA-IW-04/05	IPD/AA-TR-52	9
BTI® HEX. EXT. Ø5,5	IPD/GA-IW-00/01	IPD/AA-TR-52	14,5
NOBEL BIOCARE® MULTIUNIT Ø4,8	IPD/AB-IR-01	IPD/AB-TR-50	30
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Ø3,5	IPD/AC-IN-00/01	IPD/AC-TN-50	10
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Ø3,5	IPD/AC-IN-02/03	IPD/AC-TN-50	7
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Ø4,3	IPD/AC-IR-00/01	IPD/AC-TR-50	13
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Ø4,3	IPD/AC-IR-02/03	IPD/AC-TR-50	8,5
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Ø4,3	IPD/AC-IR-04/05	IPD/AC-TR-50	7
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Ø5	IPD/AC-IW-00/01	IPD/AC-TR-50	11
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Ø5	IPD/AC-IW-02/03	IPD/AC-TR-50	8
NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT® Ø5	IPD/AC-IW-04/05	IPD/AC-TR-50	6,5
BIOMET 3i® CERTAIN® Ø3,4	IPD/BB-IN-00/01	IPD/BB-TR-51	9
BIOMET 3i® CERTAIN® Ø3,4	IPD/BB-IN-02/03	IPD/BB-TR-51	6
BIOMET 3i® CERTAIN® Ø4,1	IPD/BB-IR-00/01	IPD/BB-TR-51	11,5
BIOMET 3i® CERTAIN® Ø4,1	IPD/BB-IR-02/03	IPD/BB-TR-51	6
BIOMET 3i® CERTAIN® Ø4,1	IPD/BB-IR-04/05	IPD/BB-TR-51	6
BIOMET 3i® CERTAIN® Ø5	IPD/BB-IW-00/01	IPD/BB-TR-51	12
BIOMET 3i® CERTAIN® Ø5	IPD/BB-IW-02/03	IPD/BB-TR-51	8,5
NOBEL BIOCARE® NOBEL ACTIVE® Ø4,3	IPD/AD-IR-00/01	IPD/AD-TR-50	9
NOBEL BIOCARE® NOBEL ACTIVE® Ø4,3	IPD/AD-IR-02/03	IPD/AD-TR-50	5
STRAUMANN® TISSUE LEVEL® REGULAR NECK Ø4,8	IPD/DA-IR-00/01	IPD/DA-TR-51	8,5
STRAUMANN® TISSUE LEVEL® REGULAR NECK Ø4,8	IPD/DA-IR-02/03	IPD/DA-TR-51	7
STRAUMANN® TISSUE LEVEL® REGULAR NECK Ø4,8	IPD/DA-IR-04/05	IPD/DA-TR-51	5,5
STRAUMANN® BONE LEVEL® Ø3,3	IPD/DB-IN-00/01	IPD/DB-TR-50	8,5
STRAUMANN® BONE LEVEL® Ø3,3	IPD/DB-IN-02/03	IPD/DB-TR-50	6
STRAUMANN® BONE LEVEL® Ø4,1	IPD/DB-IR-00/01	IPD/DB-TR-50	9
STRAUMANN® BONE LEVEL®	IPD/DB-IR-02/03	IPD/DB-TR-50	6,5
ASTRA® AQUA Ø3,5/Ø4,0	IPD/EA-IR-00/01	IPD/EA-TR-50	13
ASTRA® AQUA Ø3,5/Ø4,0	IPD/EA-IR-02/03	IPD/EA-TR-50	8
ZIMMER® HEX INT Ø3,7	IPD/FA-IN-00/01	IPD/FA-TR-50	9
ZIMMER® HEX INT Ø3,7	IPD/FA-IN-02/03	IPD/FA-TR-50	6,5
ZIMMER® HEX INT Ø4,5	IPD/FA-IR-00/01	IPD/FA-TR-50	12,5
ZIMMER® HEX INT Ø4,5	IPD/FA-IR-02/03	IPD/FA-TR-50	7,5
ZIMMER® HEX INT Ø4,5	IPD/FA-IR-04/05	IPD/FA-TR-50	6
BTI® HEX EXT Ø3,5	IPD/GA-IN-00/01	IPD/GA-TN-50	13,5
BTI® HEX EXT Ø3,5	IPD/GA-IN-02/03	IPD/GA-TN-50	8,5
BTI® INTERNA® Ø4,1/ Ø5,5	IPD/GB-IR-00/01	IPD/GB-TR-50	12,5
BTI® INTERNA® Ø4,1/ Ø5,5	IPD/GB-IR-02/03	IPD/GB-TR-50	9
BTI® INTERNA® Ø4,1/ Ø5,5	IPD/GB-IR-04/05	IPD/GB-TR-50	6,5
BIOHORIZONS® TAPERED INTERNAL Ø3,5	IPD/LB-IN-00/01	IPD/LB-TR-50	9
BIOHORIZONS® TAPERED INTERNAL Ø4,5	IPD/LB-IR-00/01	IPD/LB-TR-50	12
SWEDEN MARTINA® PREMIUM KOHNO® Ø3,3	IPD/MB-IT-00/01	IPD/MB-TN-50	11
SWEDEN MARTINA® PREMIUM KOHNO® Ø3,8	IPD/MB-IN-00/01	IPD/MB-TN-50	12
KLOCKNER® ESSENTIAL® OCTAGONAL Ø4	IPD/CB-IR-00/01	IPD/CB-TR-50	9,5

*Společnost Implant Protesis Dental 2004, S.L. (dále IPD) a exkluzivní distributor pro ČR a SR Exklusiv Dent s.r.o. poskytují protetické řešení s kompatibilními spojeními pro různé implantační systémy. Komponenty vyráběné a propagované společností IPD (exkluzivní distributor pro ČR a SR: Exklusiv Dent s.r.o.), jsou plně funkční s výše uvedenými systémy. Zmínky názvů, log a typologie daných implantačních systémů mají pouze informační charakter a slouží pro správnou identifikaci toho- kterého implantátu se kterým je spojení komponentu IPD kompatibilní. Uvedené názvy produktů a obchodní názvy jsou respektovanými ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.