



KÓD 2013	POPIS		DRUH KLÍČE	METRICKÝ	PRŮMĚR	SEDLO HLAVY	TORZNÍ SÍLA (Ncm)
	KOMPATIBILNÍ S	Ø PLATFORMY		ZÁVIT	HLAVY		
IPD/AA-TN-00	NOBEL Branemark / Nobel Active	Ø 3,3 / Ø 3,5	UNIGRIP	M1,6	2,25	70°	35
IPD/AA-TR-00	NOBEL Branemark / Nobel Active	Ø 4,1 / Ø 4,3	UNIGRIP	M2	2,4	75°	35
IPD/AA-TR-01	Hex. Ext. Plataforma regular	Ø 4,1	HEX 1,2	M2	2,5	75°	20
IPD/AA-TR-02	NOBEL Branemark / Nobel Active	Ø 4,1 / Ø 4,3	UNIGRIP	M2	2,4	ROVNÉ	35
IPD/AA-TW-00	NOBEL BIOCARE Branemark	Ø 5,1	UNIGRIP	M2,5	3,4	72°	35
IPD/AB-TR-00	NOBEL BIOCARE Multiunit	Ø 4,8	UNIGRIP	M1,4	2	ROVNÉ	15
IPD/AC-TN-00	NOBEL Replace Select	Ø 3,5	UNIGRIP	M1,8	2,4	ROVNÉ	35
IPD/AC-TR-00	NOBEL Replace Select	Ø 4,3 / Ø 5	UNIGRIP	M2	2,4	ROVNÉ	35
IPD/BA-TR-00	Hex. Ext. Plataforma regular	Ø 4,1	HEX 1,2	M2	2,4	75°	20
IPD/BA-TR-01	Hex. Ext. Plataforma regular	Ø 4,1	HEX 1,25	M2	2,4	75°	20
IPD/BA-TR-02	BIOMET 3i Hex. Ext.	Ø 3,25 / Ø 4,1 / Ø 5,0	CUAD. 1,3	M2	2,4	ROVNÉ	35
IPD/BB-TR-01	BIOMET 3i Certain	Ø 3,4 / Ø 4,1 / Ø 5,0	HEX 1,2	M1,6	2	ROVNÉ	20
IPD/BB-TR-02	BIOMET 3i Certain	Ø 4,1 / Ø 5,0	HEX 1,2	M1,6	2,4	140°	20
IPD/CA-TR-00	KLOCKNER SK2	Ø 4,3	HEX 1,7	M1,8	2,4	90°	30
IPD/CA-TR-01	KLOCKNER SK2	Ø 4,3	HEX 1,7	M1,8	2,4	90°	30
IPD/CB-TR-00	KLOCKNER Essential	Ø 4,5 / Ø 6,0	HVĚZDA	M1,8	2,2	90°	30
IPD/DA-TR-00	STRAUMANN SynOcta	Ø 4,8	TORX	M2	2,5	90°	15
IPD/DA-TR-01	STRAUMANN Regular Neck	Ø 4,8	TORX	M2	2,4	30°	35
IPD/DB-TR-00	STRAUMANN Bone Level	Ø 3,3 / Ø 4,1	TORX	M1,6	2,1	30°	35
IPD/EA-TN-00	ASTRA Osseospeed	Ø 3	HEX 1,27	M1,4	2,1	120°	15
IPD/EA-TR-00	ASTRA Osseospeed	Ø 3,5/4	HEX 1,27	M1,6	2,35	ROVNÉ	20
IPD/EA-TR-01	ASTRA Cono 20°	Ø 3,5/4 Ø 4,5/5	HEX 1,27	M1,4	2,25	ROVNÉ	15
IPD/EA-TW-00	ASTRA Osseospeed	Ø 4,5/5	HEX 1,27	M2	2,35	ROVNÉ	25
IPD/FA-TR-00	ZIMMER Screwvent	Ø 3,7 / Ø 4,5 / Ø 5,7	HEX 1,25	N 72	2,1	140°	30
IPD/GA-TN-00	BTI Hex. Ext.	Ø 3,5	HEX 1,2	M2	2,4	ROVNÉ	20
IPD/GA-TW-00	BTI Hex. Ext.	Ø 5,5	HEX 1,2	M2	2,4	ROVNÉ	20
IPD/GB-TR-00	BTI Interna Universal	Ø 4,1 / Ø 5,5	HEX 1,2	M1,8	2,4	ROVNÉ	20
IPD/HA-TN-00	MICRODENT System	Ø 3,5	HEX 1,2	M1,8	2,5	140°	20
IPD/HA-TR-00	MICRODENT System	Ø 4,2 / Ø 5,1	HEX 1,75	M2	2,68	120°	30
IPD/IA-TR-00	DENSTPLY Xive	Ø 3,4 / Ø 3,8 / Ø 4,5	HEX 1,2	M1,8	2,1	90°	24
IPD-IDTT	OSTEOPUS Iridium	Ø 3,8 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,5	HEX 1,25	M1,8	2,4	120°	25
IPD/IB-TR-00	ANKYLOS balance base	C/X	HEX 1.0	M1,6	2,4	60°	15
IPD/IB-TR-01	Interfase rotativa ANKYLOS	C/X	HEX 1.0	M1,8	2,05	60°	15
IPD/JA-TR-00	CAMLOG System	Ø 3,3 / Ø 3,8 / Ø 4,3	HEX 1,25	M1,6	2,1	90°	20
IPD/KA-CI-08	Tornillos sujeción Interfase	-	CRUZ IPD	M2,6	2,8	ROVNÉ	15
IPD/LB-TR-00	BIOHORIZONS Tappered internal	Ø 3 / Ø 3,5 / Ø 4,5 / Ø 5,7	HEX 1,27	N 72	2,3	90°	30
IPD/MB-TN-00	SWEDEN Premium Kohno	Ø 3,3 / Ø 3,8	HEX 1,27	M1,8	2,2	120°	25

IPD/MB-TR-00	SWEDEN Premium Kohno	∅ 4,25 / ∅ 5	HEX 1,27	M2	2,4	120°	25
IPD/NA-TN-00	PHIBO TSH	S2	HEX 1,25	M1,8	2,4	90°	35
IPD/XA-TR-00	IMPLANTIUM DENTIUM	∅ 4 / ∅ 4,5 / ∅ 5,0	HEX 1,27	M2	2,3	120°	30
IPD/YA-TR-00	DYNA	-	HEX 1,34	M1,8	2,5	30°	20
IPD/ZA-TR-00	BREDEMENT BlueSky	∅ 3,5 / ∅ 4,5 / ∅ 5,5	Unigrip Bredent	M1,8	2,2	140°	25